# 第28回福井県医学検査学会

プログラム

開催日 : 平成 27 年 4 月 26 日 (日)

14 時 10 分 ~ 17 時 10 分

会 場 : 福井県済生会病院 東館3階

大研修室・カンファレンス室



## ※病院駐車場をご利用の方は、受付に駐車券を提出してください。

≪日 程≫

13:00~ 受付

14:10~ 開会の挨拶

谷口 晴信 (福井県臨床検査技師会 会長)

14:15~14:35 「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を受講して

米倉 久剛 (福井赤十字病院 検査部)

14:40~15:00 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」に関して

猿木 邦之 (福井赤十字病院 検査部)

15:05~17:00 一般演題発表:進行

飛田 征男 (福井県臨床検査技師会 学術部長)

17:00~17:05 閉会の挨拶

加藤 幸久 (福井県臨床検査技師会 副会長)

### ※一般演題発表の方へ

スライドの受付は 13:40 までに USB メモリーを PC 受付へご提出ください。

※座長の方へ 14:00 までに受付を済ませてください。

#### 〈一般演題プログラム〉

#### 会場1 (大研修室)

15:10-15:30

【一般】 座長増永慎也(福井大学医学部附属病院 検査部)

1. 健診における便中ヘモグロビン検体の実態調査

羽田 勝(福井総合病院 検査課)

2. 遠心処理による尿蛋白測定値への影響

乙坂 咲子 (医療法人厚生会 福井厚生病院 医療技術課)

15:30-15:40

【生化学】 座 長 鳥居 国雄(福井大学医学部附属病院 検査部)

3. 当院で測定した HbA1c 値の季節変動について

金谷 すみれ (福井赤十字病院 検査部)

15:40-15:50

【輸 血】 座 長 山田 恵美子(福井県済生会病院 検査部)

4. 高頻度抗原に対する抗体を含む複数抗体(抗 Jra、抗 E) 保有患者への輸血の一症例 窪田 映里子(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

15:50-16:10

【血 液】 座 長 高城 茂弘(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

5. 当院で経験した慢性好酸球性白血病の1症例

岡田 敏春(福井大学医学部附属病院 検査部)

6. 新しい FDP 試薬の基礎的検討 (リアスオート P-FDP)

清水 結麻 (福井赤十字病院 検査部)

16:10-17:00

【生理 1】 座 長 塚田 孝法(公立丹南病院 臨床検査室)

7. 急性冠症候群との鑑別に苦慮したたこつぼ型心筋症の一例

寺島 美佳子(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

8. 周産期心筋症の一例~ 心エコー検査で経時的に観察し得た一例 ~

五十嵐 千加子(福井循環器病院 臨床検査科)

9. 抗がん剤治療が効用した白血病細胞の心臓浸潤例

田中 身和(福井赤十字病院 検査部)

10. 当院における冠動脈狭窄評価の現状〜冠血流予備量比(Fractional Flow Reserve;FFR)有用性の検討〜

河野 裕樹(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

11. 脳死下臓器提供に伴う脳死判定を経験して - 臨床検査技師の立場から -

#### 会場2(カンファレンス室)

15:10-15:20

【遺伝子】 座長嶋田章弘(福井大学医学部附属病院検査部)

1. 悪性リンパ腫における IgH, TCR γ 遺伝子再構成の検討 飯田 貴雄(福井県立病院 検査室)

15:20-15:50

【微生物 1】 座 長 久田 恭子(福井大学医学部附属病院 検査部)

2. 小児の侵襲性インフルエンザ菌感染症の1症例

芹川 朝衣(福井赤十字病院 検査部)

- 3. Yersinia enterocolitica による感染性総腸骨動脈瘤の1症例 津田 美佐代(福井循環器病院 臨床検査科)
- 4. 髄膜炎菌性尿道炎の1症例

川端 直樹(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

15:50-16:20

【微生物 2】 座 長 米倉 久剛(福井赤十字病院 検査部)

5. 当院における過去5年間の血液培養実施状況

内田 達弥 (杉田玄白記念公立小浜病院 検査科)

- 6. 福井県における薬剤耐性菌および感染管理に関するサーベイランスの取り組み 川端 直樹 (市立敦賀病院 医療技術部 検査室)
- 7. クラミジア肺炎に対する Quenting probe PCR 法を用いた検出法の開発と評価 飛田 征男(福井大学医学部附属病院 検査部)

16:20-16:50

【微生物 3】 座 長 川端 直樹(市立敦賀病院 医療技術部 検査室)

8. グラム染色における喀痰洗浄効果の検討

眞下 佑太(福井県済生会病院 検査部)

9. 高感度インフルエンザウイルス抗原検査キットの使用経験

平井 舞(福井赤十字病院 検査部)

10. ミューラーヒントン培地に非発育の *Escherichia coli* に対し BD Phoenix が有用であった 1 例

佐々木 千鶴(福井県立病院 検査科)